

APLW 870

Injektordysesæt

med støtte, til rensning af sedimentbeholdere (Imhoff-kegler).



- Sæt bestående af 4 specialdyser med holdere
- Maks. diameter 120 mm, maks. højde 470 mm
- Til brug med separat tilgængeligt injektormodul A 300/2
- Til brug med separat tilgængeligt injektormodul A 300/3
- Til brug med separat tilgængeligt injektormodul A 620
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516638124 / Materiale nummer: 12151110 /

Gammelt materiale nummer: 69687000D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Målecylindre [antal]	4
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	85
Udvendigt mål, nettobredde i mm	175
Udvendigt mål, nettodybde i mm	290
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	300
Nettovægt i kg	0,39
Bruttovægt i kg	0,56