


APLW 633

Indsats

til optimal rengøring af holder til tryklufapparat og tryklufstflasker.



- Eget til genbehandling af 2 holder til tryklufstapparat
- Eller til genbehandling af op til 2 tryklufstflasker
- Tryktilførsel mulig via små genbehandleflasker
- Kan bruges i APLW 152-kurven

EAN: 4002516726043 / Materiale nummer: 12230150 /

Gammelt materiale nummer: 69663300D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner med stor rengøringsbeholder, brandvæsener og redningstjenester	•
Produkttilknytning	
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategori	
Indsats til holder til rygskjold	•
Indsats til tryklufstflasker	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af holder til tryklufstapparat	•
Genbehandling af tryklufstflasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Tryklufstflasker [antal]	2
Holder til rygskjold med tryklufstflaske [antal]	1
Holder til tryklufstapparat [antal]	2
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	360
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	520
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	530
Nettovægt i kg	10,91
Bruttovægt i kg	10,92