

APLW 839 Holder til fastgørelse af trykluftflasker.



- Indhold: 2 holdere til fastgørelse af en trykluftflaske
- Til brug i indsats APLW 636

EAN: 4002516652045 / Materiale nummer: 12230180 /
Gammelt materiale nummer: 69683900D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner med stor rengøringsbeholder, brandvæsener og redningstjenester	•
Produkttilknytning	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktkategori	
Beslag	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af trykluftflasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	150
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	200
Nettovægt i kg	0,50
Bruttovægt i kg	0,52