


APLW 636

Indsats

til optimal rengøring af holder til tryklufapparat og tryklufstflasker.



- Til genbehandling af op til 4 holdere til tryklufstapparater
- Til genbehandling af op til 4 tryklufstflasker
- Blandet genbehandling mulig
- Tryktilførsel mulig via små genbehandlingsflasker
- Flexible fyldningsmuligheder
- Kan indsættes i vogn A 500

EAN: 4002516697404 / Materiale nummer: 12230220 /

Gammelt materiale nummer: 69663600D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner med stor rengøringsbeholder, brandvæsener og redningstjenester	•
Produkttilknytning	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktkategori	
Indsats til holder til rygskjold	•
Indsats til trykluftflasker	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af holder til tryklufstapparat	•
Genbehandling af trykluftflasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Trykluftflasker [antal]	4
Holder til rygskjold med trykluftflaske [antal]	2
Holder til tryklufstapparat [antal]	4
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	460
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	620
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	780
Nettovægt i kg	13,56
Bruttovægt i kg	13,56