

APLW 873 Anhænger med karabinhage til farvekodning.



- Sæt med seks tags i forskellige farver
- Til anvendelse med APFD 200, APFD 201, APLW 630 og APLW 631

EAN: 4002516726050 / Materiale nummer: 12230230 /
Gammelt materiale nummer: 69687300D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
RDG, brandvæsener og redningstjenester	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner med stor rengøringsbeholder, brandvæsener og redningstjenester	•
Produkttilknytning	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Anvendelsesområde	
Rengøring af lungeautomater	•
Rengøring af røgdykkermasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Gul, Grøn, Sort, Hvid, Violet
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,03