

Set 6 UltraPhase VC
Miele UltraPhase 1 og 2 Classic
Holder længe til gavn for miljøet - til over 100 vaskeforløb

EAN: 4002516656227 / Materiale nummer: 12245050 /
Gammelt materiale nummer: 11997267EU5



- Består af 3 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2
- Til lyse farver og strålende hvidt tøj
- Perfekt pletfjerning – også ved lave temperaturer
- Holder længe til gavn for miljøet – til over 150 vaskeforløb
- Til alle Miele W1-vaskemaskiner med TwinDos