

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universalrengøringsmiddel, mildt alkalisk, 500 ml
til skånsom fjernelse af fedtrestere og snavs.



- Effektivt koncentrat til de bedste rengøringsresultater
- Fremragende opløsningsevne til olie og fedt
- Skånsom mod materialet
- Anbefales til Miele Professional- og Steelco-produkter i rustfrit stål
- Tildelt EU Ecolabel
- Genanvendelig emballage

EAN: 4002516693062 / Materiale nummer: 12306020 /
Gammelt materiale nummer: 66917701V1

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner ProfiLine	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Vaskemaskiner	•
Tørretumblere	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Bækkenskyllere	•
Små sterilisatorer	•
Store sterilisatorer	•
Anvendelsesmuligheder	
Fjernelse af kaffe- og terester	Meget god
Fjernelse af indtørrede madrester	Meget god
Fjernelse af fedt	Meget god
Fjernelse af olie	Meget god
Fjernelse af blod	Meget god
Fjernelse af protein	Meget god
Fjernelse af stivelse	Meget god
Fjernelse af rester fra dyrkningsmedier	Meget god
Fjernelse af genstridige eller indtørrede rester	Meget god
Doseringsanbefaling	
Doseringsanbefaling pr. opvask	Ready to use
Opløsningens pH-værdi	10,0-11,0
Produktegenskaber	
Medietype	Reng. til rustfrit stål
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	
Min. opbevaringstemperatur i °C	5
Maks. opbevaringstemperatur i °C	25
Velegnet til rustfrit stål	•
God rengøringsevne	•
Uden fosfater	•
Uden silikater	•
Skånsom mod materialet	•
Tensidholdigt intensivt rengøringsmiddel	•
Stærkt emulgerende og dispergerende virkning	•
Meget god materialetolerance	•
Uden fosforforbindelser	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	270
Udvendigt mål, nettobredde i mm	93
Udvendigt mål, nettodybde i mm	51
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	93
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	51

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universalrengøringsmiddel, mildt alkalisk, 500 ml
til skånsom fjernelse af fedtresten og snavs.

EAN: 4002516693062 / Materiale nummer: 12306020 /
Gammelt materiale nummer: 66917701V1

Bruttovægt i kg	1
Kapacitet i ml	500

Normer og godkendelser	
-------------------------------	--

EU-Ecolabel	•
-------------	---

Testnumre	
------------------	--

EU Ecolabel: DE/020/507	•
-------------------------	---

