

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universalrengøringsmiddel, mildt alkalisk, 500 ml

til skånsom fjernelse af fedtrestere og snavs.



- Effektivt koncentrat til de bedste rengøringsresultater
- Fremragende opløsningssevne til olie og fedt
- Skånsom mod materialet
- Anbefales til Miele Professional- og Steelco-produkter i rustfrit stål
- Tildelt EU Ecolabel
- Genanvendelig emballage

EAN: 4002516693062 / Materiale nummer: 12306020 /

Gammelt materiale nummer: 66917701V1

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner ProfiLine	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Vaskemaskiner	•
Tørretumblere	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Tørretumblere	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner til laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner til laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner til medicinalindustrien	•
Små sterilisatorer	•
Store sterilisatorer	•
Små sterilisatorer	•
Anvendelsesmuligheder	
Rengøring af rustfri ståloverflader	•
Manuel vedligeholdelse	•
Fjernelse af stivelsesbelægninger	•
Fjernelse af fedt	Meget god
Fjernelse af olie	Meget god
Fjernelse af blod	Meget god
Fjernelse af hårdnakkede eller indtørrede rester	•
Fjernelse af protein	Meget god
Fjernelse af fedt	•
Fjernelse af olie	•
Fjernelse af protein	•
Fjernelse af blod	•
Fjernelse af rester fra dyrkningsmedier	Meget god
Fjernelse af genstridige eller indtørrede rester	Meget god
Doseringsanbefaling	
pH-værdi ved 20 °C	10,8
Produktegenskaber	
Middel	Reng. til rustfrit stål
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Glykolethere, Kompleksdanner (uden fosfat), Opløsningsagent, ikke-ioniske tensider, ikke-ioniske tensider
Min. opbevaringstemperatur i °C	5
Maks. opbevaringstemperatur i °C	25
God rengøringssevne	•

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universalrengøringsmiddel, mildt alkalisk, 500 ml
til skånsom fjernelse af fedtresten og snavs.



EAN: 4002516693062 / Materiale nummer: 12306020 /

Gammelt materiale nummer: 66917701V1

Uden fosfater	•
Uden fosforforbindelser	•
Uden silikater	•
Meget skånsom mod materialet	•
Tensidholdigt intensivt rengøringsmiddel	•
Stærkt emulgerende og dispergerende virkning	•
Meget god materialetolerance	•

Mål og vægt

Udvendigt mål, bruttodybde i mm	51,00
---------------------------------	-------

Produktegenskaber

Medietype	Reng. til rustfrit stål
Aggregatform	Flydende koncentrat

Indholdsstoffer	
-----------------	--

Min. opbevaringstemperatur i °C	5
---------------------------------	---

Maks. opbevaringstemperatur i °C	25
----------------------------------	----

Velegnet til rustfrit stål	•
----------------------------	---

God rengøringssevne	•
---------------------	---

Uden fosfater	•
---------------	---

Uden silikater	•
----------------	---

Skånsom mod materialet	•
------------------------	---

Tensidholdigt intensivt rengøringsmiddel	•
--	---

Stærkt emulgerende og dispergerende virkning	•
--	---

Uden fosforforbindelser	•
-------------------------	---

Meget god materialetolerance	•
------------------------------	---

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm	270
--------------------------------	-----

Udvendigt mål, nettobredde i mm	93
---------------------------------	----

Udvendigt mål, nettodybde i mm	51
--------------------------------	----

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
---------------------------------	-----

Udvendigt mål, bruttobredde i mm	93
----------------------------------	----

Udvendigt mål, bruttodybde i mm	51
---------------------------------	----

Bruttovægt i kg	1
-----------------	---

Kapacitet i ml	500
----------------	-----

Normer og godkendelser

EU-Ecolabel	•
-------------	---

Testnumre

EU Ecolabel: DE/020/507	•
-------------------------	---