

ProCare Tex 10 W - 20 l

Uldvaskemiddel, flydende koncentrat, let syreholdigt, 20 l til maskinvask af uld.



- Ingen filtning af uld
- Forhindrer farveafsmitning
- Forhindrer gråning
- Dermatologisk testet

EAN: 4002516732440 / Materiale nummer: 12338960 /
Gammelt materiale nummer: 59706301V1

Produkttilknytning	
Vaskemaskiner	•
Dosering	
Opløsningens pH-værdi	4,8-5,8
Egnet til automatisk dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårdheder	•
Brug	
Møntvaskerier	•
Hoteller, restauration	•
Produktegenskaber	
Biologisk nedbrydelig	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,03
Fri for mikroplast	•
Nem håndtering	•
Opbevaring:	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	385
Udvendigt mål, nettobredde i mm	258
Udvendigt mål, nettodybde i mm	294
Kapacitet i ml	20000
Overensstemmelse, godkendelser	
GHS/CLP-konform	•