

KFN 4397 CD 125 Edition

Fritstående køle-/fryseskab

med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.



- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Ingen synlig kondens takket være tør bagvæg
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool



EAN: 4002516711728 / Materiale nummer: 12361930 /  
Gammelt materiale nummer: 38439731EU1

<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Produktkategori</b>	
Køle-/fryseskabe	•
<b>Konstruktion</b>	
Fritstående	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	sølv
Frontfarve	Rustfrit stål-look
Belysningsart	LED
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-model	•
VarioRoom	•
Hjælp til døråbning	SideOpen
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Præcis indstilling	Køle- og frysetemperatur
Køledel kan frakobles	Ja
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Køleskab/-zone</b>	
Antal hylder	4
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3
<b>Fryseskab/-zone</b>	
Antal fryseskuffer	3
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Energiforbrug pr. år i kWh	180,68
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,49
<b>Sikkerhed</b>	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•

## KFN 4397 CD 125 Edition

Fritstående køle-/fryseskab

med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.



EAN: 4002516711728 / Materiale nummer: 12361930 /


Gammelt materiale nummer: 38439731EU1

Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
<b>Tekniske data</b>	
Produktbredde i mm	597
Produkt højde i mm	2015
Produkt dybde i mm	675
Vægt i kg	78,3
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	258
heraf PerfectFresh-zone i liter	99
4-stjernet fryseboks	103
Nettokapacitet i alt i l	360
Opbevaringstid ved fejl i t.	20
Frysekapacitet i h/kg	10,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	35
Strømforbrug i milliampere (mA)	1400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,0
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•
Voucher til et ActiveAirClean-filter	•


## KFN 4397 CD 125 Edition

Fritstående køle-/fryseskab


med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.



KFN4395DD, KFN4395CD, KFN4397CD, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote\*)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote\*)