

KFN 4377 CD 125 Edition
Fritstående køle-/fryseskab
med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.



- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Ingen synlig kondens takket være tør bagvæg
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool



EAN: 4002516711735 / Materiale nummer: 12361940 /
Gammelt materiale nummer: 38437731EU1

Jubilæumskampagne	
Jubilæumsmodeller 125	•
Produktkategori	
Køle-/fryseskabe	•
Konstruktion	
Fritstående	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Kabinetfarve	sølv
Frontfarve	Rustfrit stål-look
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-model	•
VarioRoom	•
Hjælp til døråbning	SideOpen
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Præcis indstilling	Køle- og frysetemperatur
Køledel kan frakobles	Ja
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	4
Antal PerfectFresh-skuffer	1
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	3
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Energiforbrug pr. år i kWh	170,09
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,46
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•

KFN 4377 CD 125 Edition

Fritstående køle-/fryseskab

med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.



EAN: 4002516711735 / Materiale nummer: 12361940 /

Gammelt materiale nummer: 38437731EU1

Optisk temperaturalarm

•

Visning af netudfald i fryseskab

•

Tekniske data

Produktbredde i mm

597

Produkt højde i mm

1855

Produkt dybde i mm

675

Vægt i kg

69,7

Klimaklasse

SN-T

Kølezone i l

218

heraf PerfectFresh-zone i liter

53

4-stjernet fryseboks

103

Nettokapacitet i alt i l

320

Opbevaringstid ved fejl i t.

20

Frysekapacitet i h/kg

10,00

Lydniveaunklasse (A-D)

B

Lydniveau i dB(A) re1pW

35

Strømforbrug i milliampere (mA)

1400

Spænding i V

220-240

Sikring i A

10

Faseantal

1

Frekvens i Hz

50-60

Ledningslængde i m

2,0

Udskift pæren

Service

Medfølgende tilbehør

Æggebakke

•


Isterningbakke

•


Voucher til et ActiveAirClean-filter

•


KFN 4377 CD 125 Edition
 Fritstående køle-/fryseskab
 med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.



KFN4375DD, KFN4375DD C, KFN4375CD, KFN4377DD, KFN4377CD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)



KFN4375DD, KFN4375DD C, KFN4375CD, KFN4377DD, KFN4377CD, installation (footnote*) (installation drawings)