

KFN 4799 AD 125 Gala Ed  
Fritstående køle-/fryseskab  
med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.



- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool



EAN: 4002516711698 / Materiale nummer: 12361960 /  
Gammelt materiale nummer: 38479918EU1

<b>Jubilæumskampagne</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Produktkategori</b>	
Køle-/fryseskabe	•
<b>Konstruktion</b>	
Fritstående	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	sølv
Frontfarve	Obsidiansort mat
Belysningsart	LED
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-model	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Hjælp til døråbning	Click2open
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Præcis indstilling	Køle- og frysetemperatur
Køledel kan frakobles	Ja
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Køleskab/-zone</b>	
Antal hylder	4
deraf delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3
<b>Fryseskab/-zone</b>	
Antal fryseskuffer	3
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Energiforbrug pr. år i kWh	115,71
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,31


KFN 4799 AD 125 Gala Ed  
Fritstående køle-/fryseskab  
med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.




EAN: 4002516711698 / Materiale nummer: 12361960 /  
Gammelt materiale nummer: 38479918EU1

Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	597
Produkt højde i mm	2015
Produkt dybde i mm	682
Vægt in kg	76,8
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	258
heraf PerfectFresh-zone i liter	98
4-stjernet fryseboks	103
Nettokapacitet i alt i l	349
Opbevaringstid ved fejl i t.	20
Frysekapacitet i h/kg	10,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	1400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•
Voucher til et ActiveAirClean-filter	•


KFN 4799 AD 125 Gala Ed  
 Fritstående køle-/fryseskab  
 med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb,  
 KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote\*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD  
 bb, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD  
 grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view  
 (installation drawings)