

APLW 875

Tilbehør

til efterfølgende montering af en AD-vand-trykforøgerpumpe på PLW 7111.



- Serviceteknikeren foretager monteringen

EAN: 4002516792444 / Materiale nummer: 12385630 /

Gammelt materiale nummer: 69242005D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Grå
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	123
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	315
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	505
Nettovægt i kg	2,13
Bruttovægt i kg	2,45