

ProCare Tex 10 A - 10 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 10 l til vask af hvide og farveægte tekstiler.



- Til brug i Miele Professional-vaskemaskiner
- På basis af vedvarende råmaterialer
- Kort indvirkningstid og høj vaskeeffekt ved lav dosering
- Meget god protein- og fedtopløsningssevne
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516757771 / Materiale nummer: 12441970 / Gammelt materiale nummer: 59701202V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeeffekt	
Rengøringssevne	Meget godt
Protein-opløsningssevne	Godt
Fedt-opløsningssevne	Godt
Dosering	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
pH-værdi ved 20 °C	12,6
Egnet til automatisk dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Anvendelse	
Selvbetjeningsystemer	•
Hoteller og pensionater	•
Spa, wellness og sport	•
Skoler og vuggestuer	•
Små virksomheder	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Restauranter, barer og catering	•
Produktegenskaber	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	228,00
Produktegenskaber	
Medietyper	Vaskemiddel uden blegemiddel
Alkalitet	Alkalisk
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Alkalier, Tensider
Biologisk nedbrydelig	•
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,17
Baseret på 100 % vedvarende råstoffer	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	314
Udvendigt mål, nettobredde i mm	202
Udvendigt mål, nettodybde i mm	230
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	306

ProCare Tex 10 A - 10 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 10 l til vask af hvide og farveægte tekstiler.



EAN: 4002516757771 / Materiale nummer: 12441970 /
Gammelt materiale nummer: 59701202V1

Udvendigt mål, bruttbredde i mm	204
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	228
Påfyldningsvægt i g	12500
Bruttovægt i kg	12,26 kg
Kapacitet i ml	10000

Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform	•
EU-Ecolabel	•

Testnumre

EU Ecolabel: DE/039/019	•
-------------------------	---