

ProCare Tex 10 A - 20 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 20 l fosfatfri, med EU Ecolabel.



- Til optimal rengøring af forskellige tekstiler
- Udviklet specielt til Miele Professional
- Baseret på vedvarende råstoffer
- Kort indvirkningstid og høj vaskeeffekt ved lav dosering
- Meget god protein- og fedtopløsningskraft
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516757795 / Materiale nummer: 12441980 / Gammelt materiale nummer: 59701302V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeeffekt	
Rengøringsevne	Meget godt
Protein-opløsningssevne	Godt
Fedt-opløsningssevne	Godt
Dosering	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
Opløsningens pH-værdi	12,0-13,0
Egnet til automatisk dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Anvendelse	
Møntvaskerier	•
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Produktegenskaber	
Medietype	Vaskemiddel uden blegemiddel
Alkalitet	Alkalisk
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Alkalier, Tensider
Biologisk nedbrydelig	•
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,17
Baseret på 100 % vedvarende råstoffer	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	385
Udvendigt mål, nettobredde i mm	258
Udvendigt mål, nettodybde i mm	294
Påfyldningsvægt i g	24000
Kapacitet i ml	20000
Normer og godkendelser	
GHS/CLP-konform	•
EU-Ecolabel	•
Testnumre	
EU Ecolabel: DE/039/019	•