

ProCare Tex 10 A - 20 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 20 l fosfatfrit, med EU Ecolabel.



- Udviklet specielt til Miele Professional
- På basis af vedvarende råmaterialer
- Kort indvirkningstid og høj vaskeeffekt ved lav dosering
- Meget god protein- og fedtopløsningssevne
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516757795 / Materiale nummer: 12441980 / Gammelt materiale nummer: 59701302V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeeffekt	
Rengøringssevne	Meget godt
Protein-opløsningssevne	Godt
Fedt-opløsningssevne	Godt
Dosering	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
Egnet til automatisk dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Doseringsanbefaling	
pH-værdi ved 20 °C	12,6
Anvendelse	
Møntvaskerier	•
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Rengøring af arbejdstøj	•
Produktegenskaber	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	288,00
Produktegenskaber	
Medietype	Vaskemiddel uden blegemiddel
Alkalitet	Alkalisk
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Alkalier, Tensider
Biologisk nedbrydelig	•
Fosfatfrit	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,17
Baseret på 100 % vedvarende råstoffer	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	385
Udvendigt mål, nettobredde i mm	258
Udvendigt mål, nettodybde i mm	294
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	378
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	256
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	288

ProCare Tex 10 A - 20 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 20 l fosfatfri, med EU Ecolabel.



EAN: 4002516757795 / Materiale nummer: 12441980 /
Gammelt materiale nummer: 59701302V1

Påfyldningsvægt i g	24000
Bruttovægt i kg	24,34 kg
Kapacitet i ml	20000

Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform	•
EU-Ecolabel	•

Testnumre

EU Ecolabel: DE/039/019	•
-------------------------	---