

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Fin- og kulørtvask-vaskemiddel, flydende koncentrat, mildt alkalisk, 10 l til kulørtvask og vask af sarte tekstiler.



- Til brug i Miele Professional-vaskemaskiner
- Uden optisk hvidt og blegemidler
- Kort indvirkningstid og skumregulerende
- God protein- og fedtopløsningskraft
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516757542 / Materiale nummer: 12442020 / Gammelt materiale nummer: 59702202V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Doseringsanbefaling	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
pH-værdi ved 20 °C	9,5
AutoDos	•
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Produktegenskaber	
Medietype	Fin-/kulørtvaskemiddel
Alkalitet	Mild alkalisk
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Alkalier, Konserveringsmiddel, Tensider
Min. opbevaringstemperatur i °C	4
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Skumregulerende	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,03
Vaskeeffekt	
Fjernelse af snavs	•
Fjernelse af protein	•
Fjernelse af fedt	•
Anvendelse	
Selvbetjeningssystemer	•
Hoteller og pensionater	•
Spa, wellness og sport	•
Skoler og vuggestuer	•
Små virksomheder	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Restauranter, barer og catering	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	4
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	314
Udvendigt mål, nettobredde i mm	202
Udvendigt mål, nettodybde i mm	230
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	306
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	306,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	204,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	204
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	228,00
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	228

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Fin- og kulørtvask-vaskemiddel, flydende koncentrat, mildt alkalisk, 10 l
til kulørtvask og vask af sarte tekstiler.



EAN: 4002516757542 / Materiale nummer: 12442020 /
Gammelt materiale nummer: 59702202V1

Bruttovægt i kg	11,38
Kapacitet i ml	10000
Påfyldningsvægt i g	10900
Bruttovægt i kg	11,38 kg
Kapacitet i ml	10000

Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform	•
EU-Ecolabel	•

Testnumre

EU Ecolabel: DE/039/020	•
-------------------------	---