

## ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fint + kulørt vask-vaskemiddel, flydende koncentrat, mildt alkalisk, 20 l til kulørtvask og vask af sarte tekstiler.



- Til brug i Miele Professional-vaskemaskiner
- Uden optisk hvidt og blegemidler
- Kort indvirkningstid og skumregulerende
- God protein- og fedtopløsningskraft
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516757559 / Materiale nummer: 12442070 / Gammelt materiale nummer: 59702302V1

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Dosering</b>	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
AutoDos	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Medietype	Fin-/kulørtvaskemiddel
Alkalitet	Mild alkalisk
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Alkalier, Konserveringsmiddel, Tensider
pH-værdi ved 20 °C	9,5
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Skumregulerende	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,03
<b>Vaskeeffekt</b>	
Fjernelse af snavs	•
Fjernelse af protein	•
Fjernelse af fedt	•
<b>Anvendelse</b>	
Selvbetjeningssystemer	•
Hoteller og pensionater	•
Spa, wellness og sport	•
Skoler og vuggestuer	•
Små virksomheder	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Lægepraksisser og klinikker	•
Restauranter, barer og catering	•
<b>Oplysninger om opbevaring</b>	
Min. opbevaringstemperatur i °C	4
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	385
Udvendigt mål, nettobredde i mm	258
Udvendigt mål, nettodybde i mm	294
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	378
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	256
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	288
Påfyldningsvægt i g	21000
Bruttovægt i kg	22,00 kg
Kapacitet i ml	20000
<b>Normer og godkendelser</b>	
GHS/CLP-konform	•

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fint + kulørt vask-vaskemiddel, flydende koncentrat, mildt alkalisk, 20 l til kulørtvask og vask af sarte tekstiler.



EAN: 4002516757559 / Materiale nummer: 12442070 /  
Gammelt materiale nummer: 59702302V1

EU-Ecolabel

**Testnumre**

EU Ecolabel: DE/039/020

•

•