

## ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fint + kulørt vask-vaskemiddel, flydende koncentrat, mildt alkalisk, 20 l  
højeffektiv, fosfatfri, med EU Ecolabel.



- Udviklet specielt til Miele Professional
- Uden optisk hvidt og blegemidler
- Kort indvirkningstid og skumregulerende
- God protein- og fedtopløsningskraft
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516757559 / Materiale nummer: 12442070 /  
Gammelt materiale nummer: 59702302V1

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Vaskeeffekt</b>	
Rengøringssevne	Godt
Protein-opløsningsevne	Godt
Fedt-opløsningsevne	Godt
<b>Dosering</b>	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
Egnet til automatisk dosering	•
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
<b>Doseringsanbefaling</b>	
pH-værdi ved 20 °C	9,5
<b>Anvendelse</b>	
Møntvaskerier	•
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Rengøring af arbejdstøj	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Min. opbevaringstemperatur i °C	4
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	288,00
<b>Produktegenskaber</b>	
Medietype	Fin-/kulørtvaskemiddel
Alkalitet	Mildt alkalisk
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Alkalier, Konserveringsmiddel, Tensider
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Skumregulerende	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,03
<b>Oplysninger om opbevaring</b>	
Min. opbevaringstemperatur i °C	4
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	385
Udvendigt mål, nettobredde i mm	258
Udvendigt mål, nettodybde i mm	294
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	378
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	256
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	288
Påfyldningsvægt i g	21000
Bruttovægt i kg	22,00 kg

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fint + kulørt vask-vaskemiddel, flydende koncentrat, mildt alkalisk, 20 l  
højeffektiv, fosfatfri, med EU Ecolabel.



EAN: 4002516757559 / Materiale nummer: 12442070 /  
Gammelt materiale nummer: 59702302V1

Kapacitet i ml 20000

#### Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform

•

EU-Ecolabel

•

#### Testnumre

EU Ecolabel: DE/039/020

•