

ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Vaskebooster, flydende koncentrat, neutral, 10 l
til effektiv fjernelse af fedtpletter.



- Skånsom fedtfjerner til alle tekstiltyper
- Særligt skånsom over for fibre og farver
- Fuld vaskekraft allerede ved 30 °C
- Kan også anvendes som emulgator og befugtningsmiddel

EAN: 4002516776192 / Materiale nummer: 12495140 /
Gammelt materiale nummer: 59709201V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeeffekt	
Rengøringssevne	Meget godt
Protein-opløsningsevne	Meget godt
Fedt-opløsningsevne	Meget godt
Hvidhedsgrad	Meget godt
Dosering	
Egnet til automatisk dosering	•
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Doseringsanbefaling	
pH-værdi ved 20 °C	7,5
Anvendelse	
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Rengøring af arbejdstøj	•
Produktegenskaber	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	228,00
Produktegenskaber	
Medietype	Vaskebooster
Alkalitet	Neutral
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Tensider
Biologisk nedbrydelig	•
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Skumregulerende	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,00
Fri for mikroplast	•
Nem håndtering	•
Optimal tilsætning til alle vaskemidler	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Minimum holdbarhed i måneder	36
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	314
Udvendigt mål, nettobredde i mm	202

ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Vaskebooster, flydende koncentrat, neutral, 10 l
til effektiv fjernelse af fedtpletter.



EAN: 4002516776192 / Materiale nummer: 12495140 /

Gammelt materiale nummer: 59709201V1

Udvendigt mål, nettodybde i mm	230
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	306
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	204
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	228
Bruttovægt i kg	10,50 kg
Kapacitet i ml	10000

Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform

•