

## ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Vaskebooster, flydende koncentrat, neutral, 10 l  
til effektiv fjernelse af fedtpletter.



- Skånsom fedtfjerner til alle tekstiltyper
- Særligt skånsom over for fibre og farver
- Fuld vaskekraft allerede ved 30 °C
- Kan også anvendes som emulgator og befugningsmiddel

EAN: 4002516776192 / Materiale nummer: 12495140 /  
Gammelt materiale nummer: 59709201V1

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Produktkategori</b>                                |                     |
| Vaskemaskiner   | •                   |
| <b>Vaskeeffekt</b>                                    |                     |
| Rengøringssevne                                       | Meget godt          |
| Protein-opløsningsevne                                | Meget godt          |
| Fedt-opløsningsevne                                   | Meget godt          |
| Hvidhedsgrad  | Meget godt          |
| <b>Dosering</b>                                       |                     |
| Egnet til automatisk dosering                         | •                   |
| Manuel dosering                                       | •                   |
| Kan anvendes ved alle vandhårheder                    | •                   |
| <b>Doseringsanbefaling</b>                            |                     |
| <b>Anvendelse</b>                                     |                     |
| Møntvaskerier   | •                   |
| Hoteller og restauranter                              | •                   |
| Rengøring af sportstøj                                | •                   |
| Rengøring af overtøj                                  | •                   |
| Rengøring af arbejdstøj                               | •                   |
| <b>Produktegenskaber</b>                              |                     |
| Medietype   | Vaskebooster        |
| Alkalitet   | Neutral             |
| Aggregatform  | Flydende koncentrat |
| Indholdsstoffer                                       | Tensider            |
| Biologisk nedbrydelig                                 | •                   |
| Fosfatfri   | •                   |
| Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C              | •                   |
| Særlig effektiv ved lave temperaturer                 | •                   |
| Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C        | •                   |
| Kort indvirkningstid                                  | •                   |
| Skumregulerende                                       | •                   |
| Høj vaskeeffekt ved lav dosering                      | •                   |
| Densitet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>              | 1,00                |
| Fri for mikroplast                                    | •                   |
| Nem håndtering  | •                   |
| Optimal tilsætning til alle vaskemidler               | •                   |
| <b>Oplysninger om opbevaring</b>                      |                     |
| Min. opbevaringstemperatur i °C                       | 0                   |
| Maks. opbevaringstemperatur i °C                      | 40                  |
| Opbevares tørt og frostsikkert                        | •                   |
| Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen | •                   |
| Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet    | •                   |
| Minimum holdbarhed i måneder                          | 36                  |
| <b>Normer og godkendelser</b>                         |                     |
| GHS/CLP-konform                                       | •                   |