

ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Vaskebooster, flydende koncentrat, neutral, 20 l
til effektiv fjernelse af fedtpletter.



- Til brug i Miele Professional-vaskemaskiner
- Skånsom fedtfjerner til alle tekstiltyper
- Særligt skånsom over for fibre og farver
- Fuld vaskekraft allerede ved 30 °C
- Kan også anvendes som emulgator og befugtningsmiddel

EAN: 4002516776208 / Materiale nummer: 12495150 /
Gammelt materiale nummer: 59709301V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Doseringsanbefaling	
pH-værdi ved 20 °C	7,5
AutoDos	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Produktegenskaber	
Medietype	Vaskebooster
Alkalitet	Neutral
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Tensider
Biologisk nedbrydelig	•
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Skumregulerende	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,00
Fri for mikroplast	•
Nem håndtering	•
Optimal tilsætning til alle vaskemidler	•
Vaskeeffekt	
Fjernelse af snavs	•
Fjernelse af protein	•
Fjernelse af fedt	•
Strålende hvid	•
Anvendelse	
Hoteller og pensionater	•
Spå, wellness og sport	•
Skoler og vuggestuer	•
Små virksomheder	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Restauranter, barer og catering	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Minimum holdbarhed i måneder	36
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	385
Udvendigt mål, nettobredde i mm	258
Udvendigt mål, nettodybde i mm	294

ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Vaskebooster, flydende koncentrat, neutral, 20 l
til effektiv fjernelse af fedtpletter.



EAN: 4002516776208 / Materiale nummer: 12495150 /

Gammelt materiale nummer: 59709301V1

Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	378
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	378,00
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	256,00
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	256
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	288,00
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	288
Bruttovægt i kg	21,00
Kapacitet i ml	20000
Bruttovægt i kg	21,00 kg
Kapacitet i ml	20000

Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform

•