

ProCare Tex 11 COL - 8 kg
Kulørtvask, vaskemiddel i pulverform, mildt alkalisk, 8 kg
til bevaring af farver og rengøring af kulørtvask.



- Højkoncentreret kulørtvaskemiddel
- Materiale- og farvebeskyttende fedt- og smudsopløsende evne
- Fuld vaskekraft allerede ved 30 °C
- Meget god beskyttelse mod farveoverførsel
- Dermatologisk testet

EAN: 4002516775980 / Materiale nummer: 12495170 /
Gammelt materiale nummer: 59710201V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeeffekt	
Rengøringsevne	Meget godt
Protein-opløsningsevne	Meget godt
Fedt-opløsningsevne	Meget godt
Antistatisk effekt	Meget godt
Dosering	
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Doseringsanbefaling	
Anvendelse	
Tekstilrengøring	•
Møntvaskerier	•
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Rengøring af arbejdstøj	•
Produktegenskaber	
Medietype	Kulørtvaskemiddel
Alkalitet	Mild alkalisk
Aggregatform	Rengøringsmiddel i pulverform
Indholdsstoffer	Tensider, Duftstoffer, Enzymer, Kompleksdanner
Biologisk nedbrydelig	•
Biologisk virkning med specielle enzymer	•
Fosfatfri	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	0,8
Absolut restfri nedbrydning	•
Fri for mikroplast	•
Nem håndtering	•
Optimal tilsætning til alle vaskemidler	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	-20
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
Normer og godkendelser	
GHS/CLP-konform	•