

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutraliseringsmiddel, flydende koncentrat, surt, 5 l
til optimal beskyttelse af tekstilerne via pålidelig neutralisering.



- Til brug i Miele Professional-vaskemaskiner
- Neutraliseringsmiddel på citronsyrebasis
- Til sur forvask eller til brug efter klarvasken
- Egnet til alle vaskeprocesser
- Forhindrer forekomst af gule pletter
- Stabil, neutral pH-værdi i tøjet

EAN: 4002516776215 / Materiale nummer: 12495200 /
Gammelt materiale nummer: 59711101V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Doseringsanbefaling	
pH-værdi ved 20 °C	2,5
AutoDos	•
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårdheder	•
Produktegenskaber	
Medietype	Neutraliseringsmiddel
Alkalitet	Syre
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Citronsyre
Biologisk nedbrydelig	•
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Fosfatfri	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,23
Baseret på 100 % vedvarende råstoffer	•
Absolut restfri nedbrydning	•
Fri for mikroplast	•
Nem håndtering	•
Optimal tilsætning til alle vaskemidler	•
Anvendelse	
Hoteller og pensionater	•
Spå, wellness og sport	•
Skoler og vuggestuer	•
Små virksomheder	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Restauranter, barer og catering	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	249
Udvendigt mål, nettobredde i mm	148
Udvendigt mål, nettodybde i mm	193
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	249
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	249,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	148,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	148

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutraliseringsmiddel, flydende koncentrat, surt, 5 l
til optimal beskyttelse af tekstilerne via pålidelig neutralisering.



EAN: 4002516776215 / Materiale nummer: 12495200 /
Gammelt materiale nummer: 59711101V1

Udvendigt mål, bruttodybde i mm	193,00
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	193
Bruttovægt i kg	5,55
Kapacitet i ml	5000
Bruttovægt i kg	5,55 kg
Kapacitet i ml	5000

Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform

•