

ProCare Tex 30 C - 10 l

Neutraliseringsmiddel, flydende koncentrat, surt, 10 l

til optimal beskyttelse af tekstilerne via pålidelig neutralisering.



- Neutraliseringsmiddel på citronsyrebasis
- Til sur forvask eller til brug efter klarvasken
- Egnede til alle vaskeprocesser
- Forhindrer forekomst af gule pletter
- Stabil, neutral pH-værdi i tøjet

EAN: 4002516776222 / Materiale nummer: 12495210 /
Gammelt materiale nummer: 59711201V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Dosering	
Egnet til automatisk dosering	•
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårdheder	•
Doseringsanbefaling	
pH-værdi ved 20 °C	2,5
Anvendelse	
Møntvaskerier	•
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Rengøring af arbejdstøj	•
Produktegenskaber	
Medietype	Neutraliseringsmiddel
Alkalitet	Syre
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Citronsyre
Biologisk nedbrydelig	•
Fosfatfri	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,23
Baseret på 100 % vedvarende råstoffer	•
Absolut restfri nedbrydning	•
Fri for mikroplast	•
Nem håndtering	•
Optimal tilsætning til alle vaskemidler	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
Normer og godkendelser	
GHS/CLP-konform	•