

DKF 40-R

Regenererbart Longlife AirClean-lugtfilter

til Miele's emhætter med recirkulation DAC 2x4xog DAC 4x40.



EAN: 4002516808947 / Materiale nummer: 12500160 /
Gammelt materiale nummer: 28996470EU1

- Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet
- Med aktivt kul – neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen
- Levetid på 3 år
- Lav strømningsmodstand på grund af speciel konstruktion