

APLW 891

Tilbehør

Ledningsevne måler til montering i PLW 7111.



- Til bestemmelse af ledningsevnen i rengøringsvandet
- Installationen udføres af Miele Service

EAN: 4002516779414 / Materiale nummer: 12506460 /

Gammelt materiale nummer: 69242013D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategori	
Ombygningssæt	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Rengøring af røgdykkermasker	•
Genbehandling af holder til tryklufapparat	•
Genbehandling af tryklufflasker	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	85
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,49
Bruttovægt i kg	0,56