

A 315/1

Modul

til øget kapacitet og genbehandling af instrumenter med hulrum.



- Øgning af injektorkapacitet fra 22 til 44 stk.
- Kan bruges i alle A 151 underkurve, der findes på markedet
- Alle gængse dental- og ØNH-adaptore og -tilbehør kan anvendes
- Injektordyser medfølger ikke ved levering
- Et A 800 filterrør til brug i begge injektorlister (medfølger ikke)
- Fyldningsmål i underkurv A 151: H 210 +/- 30, B 383, D 479 mm

EAN: 4002516881186 / Materiale nummer: 12531630 /

Gammelt materiale nummer: 69631501D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsats til ØNH-instrumenter	•
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Anden indsats/andet modul	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Mulighed for brug af et centralfilter	•
Kapacitet	
ØNH-instrumenter [antal]	22
Hånd- og vinkelstykker [antal]	22
Sugere [antal]	22
Instrumenter med hulrum [antal]	22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	118
Udvendigt mål, nettobredde i mm	492
Udvendigt mål, nettodybde i mm	503
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	165
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	505
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	550
Nettovægt i kg	2,90
Bruttovægt i kg	3,66
Tilbehørspakke	
A 838 nøglesæt [antal]	1