


APWD 153

Kurv

til anbringelse af gængse DIN-sikurve samt diverse indsatser.



EAN: 4002516847540 / Materiale nummer: 12537450 /

Gammelt materiale nummer: 69615300D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PWD 8682 C	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af VET-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter til fodpleje	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af trays/bakker	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af smådele	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	2
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	88
Udvendigt mål, nettobredde i mm	530
Udvendigt mål, nettodybde i mm	522
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	115
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	553
Nettovægt i kg	1,86
Bruttovægt i kg	2,46