

APWD 338

Lukningstætninger

med indikator for at forhindre uønsket åbning efter dampsterilisation.



- Indikator for dampsterilisation i henhold til EN ISO 11140-1 klasse 1
- 100 aggregater pr. pakke

EAN: 4046963756512 / Materiale nummer: 12566280 /
Gammelt materiale nummer: 69633800D

Produktkategori	
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Tætning	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Orange
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologiiinstrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af VET-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter til fodpleje	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	60
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	200
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	200
Nettovægt i kg	0,06
Bruttovægt i kg	0,07