

APWD 339

Lukningstætninger

for at forhindre uønsket åbning efter dampsterilisation.



- 100 aggregater pr. pakke

EAN: 4046963510619 / Materiale nummer: 12566300 /

Gammelt materiale nummer: 69633900D

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Produktkategori</b>                     |           |
| Små sterilisatorer                         | •         |
| <b>Produkttilknytning</b>                  |           |
| PST 1710                                   | •         |
| PST 1720                                   | •         |
| PST 2210                                   | •         |
| PST 2220                                   | •         |
| <b>Produktkategori</b>                     |           |
| Tætning                                    | •         |
| <b>Produktegenskaber</b>                   |           |
| Materiale                                  | Kunststof |
| Farve                                      | Blå       |
| <b>Anvendelsesområde</b>                   |           |
| Genbehandling af oftalmologiiinstrumenter  | •         |
| Genbehandling af ØNH-instrumenter          | •         |
| Genbehandling af tandlægeinstrumenter      | •         |
| Genbehandling af VET-instrumenter          | •         |
| Genbehandling af instrumenter til fodpleje | •         |
| Genbehandling af OP-instrumenter           | •         |
| Genbehandling af instrumenter med hulrum   | •         |
| <b>Mål og vægt</b>                         |           |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm            | 40        |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm            | 200       |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm            | 200       |
| Nettovægt i kg                             | 0,07      |
| Bruttovægt i kg                            | 0,07      |