

MB1 250

Målebæger, 250 ml

til nem dosering af ProCare-produkter.



- Målebæger med robust greb, kan stables
- Påtrykt ml-skala i trin af 5
- Muliggør præcis dosering af flydende- og pulverprodukter

EAN: 4002516805953 / Materiale nummer: 12594330 /

Gammelt materiale nummer: 59712001V1

Produktkategori	
ProCare	•
Anvendelsesmuligheder	
Enkel dosering af ProCare-produkter	•
Produktegenskaber	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	115
Udvendigt mål, nettobredde i mm	117
Udvendigt mål, nettodybde i mm	77
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	105
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	94
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	132
Bruttovægt i kg	0,09