

DV1 DIN51

Afløbshane

til nem påfyldning af flydende ProCare-produkter.



- Enkel, hurtig og ren dosering
- DIN 51-skruelåg til 5 og 10 liters ProCare-dunke
- Letløbende greb til nem betjening

EAN: 4002516815440 / Materiale nummer: 12594480 /

Gammelt materiale nummer: 59713001V1

Produktkategori	
ProCare	•
Anvendelsesmuligheder	
Enkel påfyldning af flydende ProCare-produkter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	62
Udvendigt mål, nettobredde i mm	98
Udvendigt mål, nettodybde i mm	66
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	150
Bruttovægt i kg	0,04