

KFFD 6741

Fritstående køle-/fryseskabe med FrenchDoor

DailyFresh | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool



EAN: 4002516803744 / Materiale nummer: 12595450 /  
Gammelt materiale nummer: 38674100EU1


- Rummelig skuffe med justérbar fugtighedsgrad – DailyFresh
- Friske isterninger uden ubehagelige lugte – Longlife AirClean-system
- Fleksibel brug af opbevaringsplads – Freeze&Control
- Ingen rim på madvarerne – intet behov for afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool




KFFD 6741

Fritstående køle-/fryseskabe med FrenchDoor


DailyFresh | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation diagram



E-Com, KFFD6741 edt/cs, top view



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation (\*footnote)