

APFD 203

Indsats

til optimal genbehandling af holder til trykluftsapparat.



- til sikker anbringelse af holder til trykluftsapparat

EAN: 4002516854197 / Materiale nummer: 12615470 /
Gammelt materiale nummer: 67020302D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
RDG, brandvæsener og redningstjenester	•
Produkttilknytning	
PG 8063	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Produktkategori	
Indsats til holder til rygskjold	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af holder til trykluftsapparat	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Holder til trykluftsapparat [antal]	1