

APLW 895

Tilbehør

Køling af afløbsvand til eftermontering i PLW 7111.



- Til køling af afløbsvand i temperaturfølsomt kloaksystem
- Installationen foretages af Miele Service

EAN: 4002516888062 / Materiale nummer: 12616020 /

Gammelt materiale nummer: 69242016D

Produktkategori	
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Produkttilknytning	
PLW 7111	•
Produktkategori	
Ombygningssæt	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	290
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	102
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	324
Nettovægt i kg	0,92
Bruttovægt i kg	1,09