


A 100
Overkurv
til optimal påsætning af injektormoduler eller indsatser.



- Overkurv med to modultilslutninger
- Til anbringelse af op til 2 injektormoduler eller indsatser
- Automatisk lukning af tilkoblingen ved manglende anvendelse
- Fyldningshøjde med modul med kunststofstiver er 190 mm
- Fyldningsmål: bredde 489, længde 440 mm

EAN: 4002516841296 / Materiale nummer: 12642640 /
Gammelt materiale nummer: 69610002D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategori	
Kurv med modultilslutning	•
Overkurv	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	141
Udvendigt mål, nettobredde i mm	525
Udvendigt mål, nettodybde i mm	528
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	170
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	555
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	565
Nettovægt i kg	2,92
Bruttovægt i kg	3,56