


A 102

Overkurv

højdejusterbar, til optimal anbringelse af indsatser.



- Fyldningshøjde 205 +/- 30 mm, -bredde 475 mm, -dybde 450 mm
- Med indbygget spulearm

EAN: 4002516855262 / Materiale nummer: 12645600 /


Gammelt materiale nummer: 69610201D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Overkurv	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	2
SPRI-sikurve [antal]	1
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	206
Udvendigt mål, nettobredde i mm	528
Udvendigt mål, nettodybde i mm	527

A 102

Overkurv

højdejusterbar, til optimal anbringelse af indsatser.



EAN: 4002516855262 / Materiale nummer: 12645600 /

Gammelt materiale nummer: 69610201D

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	230
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	545
Nettovægt i kg	3,04
Bruttovægt i kg	3,78