


A 103
Overkurv
til optimal anbringelse af indsætter.



- Fyldningshøjde: 95 mm, -bredde 505 mm, -dybde 472 mm
- Meget velegnet til rengøring af DIN-sikurve
- Også egnet til andre anvendelser med servicedele med lav højde
- Kan anvendes i kombination med vognen A 202
- Med indbygget spulearm


EAN: 4002516855040 / Materiale nummer: 12664750 /
Gammelt materiale nummer: 69610302D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Overkurv	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Maksimum fyldningshøjde i mm	95
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	2
SPRI-sikurve [antal]	1
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	133
Udvendigt mål, nettobredde i mm	528
Udvendigt mål, nettodybde i mm	528
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	170
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	560
Nettovægt i kg	4,18

A 103

Overkurv

til optimal anbringelse af indsatser.



EAN: 4002516855040 / Materiale nummer: 12664750 /

Gammelt materiale nummer: 69610302D

Bruttovægt i kg

4,64