


A 104

Overkurv

til optimal anbringelse af instrumenter fra MIC, artroskopi og urologi.



- Højre side til anbringelse af 11 hulrumsinstrumenter
- Maks. længde af instrumenter med tilslutning: 430 mm
- Ekstra luer-lock-tilslutningssteder til hulrumsinstrumenter
- Venstre side fri til indsatser (maks. fyldningsmål H 310, B 240, D 455 mm)

EAN: 4002516854807 / Materiale nummer: 12664810 /

Gammelt materiale nummer: 69610401D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Kurv til MIC-instrumenter	•
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	1
Instrumenter med hulrum [antal]	11
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	332
Udvendigt mål, nettobredde i mm	528
Udvendigt mål, nettodybde i mm	526
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	420
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	533
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	594
Nettovægt i kg	4,86
Bruttovægt i kg	6,89
Tilbehørspakke	
E 442 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antal]	2
E 448 silikoneslange med luer-lock-adapter, hun [antal]	2
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antal]	1
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med klemfjeder [antal]	1
E 454 injektordyse til trokarhylstre 10-15 mm [antal]	1