


A 105/1

Overkurv

højdejusterbar, uden injektordyser, til anbringelse af diverse instrumenter.



- Højre side: 22 injektorpladser
- Venstre side til påsætning af indsatser
- #Aktiv indvendig tørring af hånd- og vinkelstykker
- Fyldningsmål H 225 +/- 30, B 360, D 445 mm
- Filtrerrør A 800 kan anvendes i begge injektorlister

EAN: 4002516854814 / Materiale nummer: 12664820 /

Gammelt materiale nummer: 69610502D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Mulighed for brug af et centralfilter	•
Kapacitet	
Hånd- og vinkelstykker [antal]	22
Instrumenter med hulrum [antal]	22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	202
Udvendigt mål, nettobredde i mm	528
Udvendigt mål, nettodybde i mm	528
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	220
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	4,87
Bruttovægt i kg	5,56
Tilbehørspakke	
A 838 nøglesæt [antal]	1