

A 846

Injektordyse

med holder, til rengøring af laboratorieflasker og rundkolber.



- Til laboratorieflasker på op til 10 l og rundkolber på op til 6 l
- Dyselængde: 127 mm; ldyselængde med holder: 158 mm
- Ø dyse: 10 mm
- Egnede til modul A 313 og A 612

EAN: 4002516855088 / Materiale nummer: 12665100 /

Gammelt materiale nummer: 69684601D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Gummi, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort, Grå
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	158
Udvendigt mål, nettobredde i mm	110
Udvendigt mål, nettodybde i mm	110
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	145
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	265
Nettovægt i kg	0,23
Bruttovægt i kg	0,38