

A 847

Injektordyse

med holder, til rengøring af erlenmeyerkolber.



- Til erlenmeyerkolber op til 5 l
- Længde af dyse: 127 mm
- Ø dyse: 10 mm, Ø holder: 142 mm
- Egnet til modul A 313 og A 612

EAN: 4002516855101 / Materiale nummer: 12665110 /

Gammelt materiale nummer: 69684701D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Grå
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	170
Udvendigt mål, nettobredde i mm	249
Udvendigt mål, nettodybde i mm	35
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	70
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	260
Nettovægt i kg	0,13
Bruttovægt i kg	0,22