

A 848

Injektordyse

med holder, til rengøring af små målekolber.



- Til målekolber på til 5 l
- Længde af dyse: 350 mm
- Ø dyse: 10 mm, Ø holder: 142 mm
- Egnet til modul A 313 og A 612

EAN: 4002516854234 / Materiale nummer: 12665120 /

Gammelt materiale nummer: 69684801D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Grå
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	350
Udvendigt mål, nettobredde i mm	20
Udvendigt mål, nettodybde i mm	20
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	70
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	185
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	360
Nettovægt i kg	0,20
Bruttovægt i kg	0,32