

A 860
Holdegitter
til injektormodul A 300/2 og A 300/3.



- Inddeling: 2 x 4 felter
- Kan sættes på injektormodul A 300/2 og A 300/3
- Til optimal anbringelse af laboratorieglass
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516855118 / Materiale nummer: 12665410 /
Gammelt materiale nummer: 69686001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Anden indsats/andet modul	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Antal rum	8
Ventilatorbredde i mm	114
Ventilatorlængde i mm	114
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	30
Udvendigt mål, nettobredde i mm	250
Udvendigt mål, nettodybde i mm	350
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	170
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	255
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	490
Nettovægt i kg	0,48
Bruttovægt i kg	0,88