

A 861  
Holdegitter  
til injektormodul A 301/4 og A 301/5.



- Inddeling: 3 x 6 felter
- Kan sættes på injektormodul A 301/4 og A301/5
- Til optimal anbringelse af laboratorieglass
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516854876 / Materiale nummer: 12665440 /  
Gammelt materiale nummer: 69686101D

| Produktkategori                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier                     | •                        |
| SlimLine-laboratorieopvaskemaskine                                     | •                        |
| Maskiner til rengøring af industrielle dele                            | •                        |
| SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele | •                        |
| Produkttilknytning                                                     |                          |
| PLW 8636 [IPC]                                                         | •                        |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]                                                 | •                        |
| PG 8504                                                                | •                        |
| PG 8583                                                                | •                        |
| PG 8583 CD                                                             | •                        |
| PG 8593                                                                | •                        |
| PLW 8604                                                               | •                        |
| PLW 8683                                                               | •                        |
| PLW 8683 CD                                                            | •                        |
| PLW 8693                                                               | •                        |
| PLW 7111                                                               | •                        |
| PLW 7111 [IPC]                                                         | •                        |
| Produktkategori                                                        |                          |
| Anden indsats/andet modul                                              | •                        |
| Anvendelsesområde                                                      |                          |
| Genbehandling af laboratorieglass                                      | •                        |
| Produktegenskaber                                                      |                          |
| Materiale                                                              | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve                                                                  | Rustfrit stål, Sort      |
| Antal rum                                                              | 18                       |
| Ventilatorbredde i mm                                                  | 74                       |
| Ventilatorlængde i mm                                                  | 74                       |
| Komponent til EasyLoad-systemet                                        | •                        |
| Mål og vægt                                                            |                          |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                                         | 80                       |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                                        | 200                      |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                                         | 350                      |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                                        | 130                      |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm                                        | 255                      |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm                                         | 485                      |
| Nettovægt i kg                                                         | 0,59                     |
| Bruttovægt i kg                                                        | 0,94                     |