


A 862
Holdegitter
til injektormodul A 302/2 og A 302/3.



- Inddeling: 4 x 8 felter
- Kan sættes på injektormodul A 302/2 og A302/3
- Til optimal anbringelse af laboratorieglass
- Rilsanbelagt

EAN: 4002516854203 / Materiale nummer: 12665480 /
Gammelt materiale nummer: 69686201D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Anden indsats/andet modul	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof, Tråd, rilsanbelagt
Farve	Rustfrit stål, Sort
Antal rum	32
Ventilatorbredde i mm	56
Ventilatorlængde i mm	52
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	30
Udvendigt mål, nettobredde i mm	250
Udvendigt mål, nettodybde i mm	350
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	255
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	465
Nettovægt i kg	0,55
Bruttovægt i kg	0,80