


A 11/1

Indsats

til skånsom rengøring af sarte servicedele med brydning af spulestrålen.



- Med udstansninger 7 x 7 mm
- Kan indsættes i over- og underkurv
- Anbefalet til brug i PG8536

EAN: 4002516854913 / Materiale nummer: 12666290 /

Gammelt materiale nummer: 69501104D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Underramme	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1
Udvendigt mål, nettobredde i mm	433
Udvendigt mål, nettodybde i mm	433
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	20
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	470
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	470
Nettovægt i kg	0,70
Bruttovægt i kg	0,90