

A 150

Underkurv

til optimal påsætning af injektormoduler eller indsætter.



- Underkurv med to modultilslutninger
- Til anbringelse af op til 2 injektormoduler eller indsætter
- Automatisk lukning af tilkoblingen ved manglende anvendelse
- Fyldningsmål: bredde 494, længde 440 mm

EAN: 4002516854449 / Materiale nummer: 12666330 /

Gammelt materiale nummer: 69615001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategori	
Kurv med modultilslutning	•
Underkurv	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af butyrometre	•
Genbehandling af målecylindre	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	154
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	546
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	175
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	565
Nettovægt i kg	2,63
Bruttovægt i kg	3,29