

A 151

Underkurv

til anbringelse af gængse DIN-sikurve samt diverse indsatser.



- Fyldningshøjde afhængig af den valgte overkurv
- Bestykningsbredde: 490 mm, -dybde: 498 mm

EAN: 4002516853992 / Materiale nummer: 12666340 /

Gammelt materiale nummer: 69615101D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
RDG, brandvæsener og redningstjenester	•
Produkttilknytning	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Lafette/curveholder	•
Underkurv	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af sutteflasker	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Rengøring af lungeautomater	•

A 151

Underkurv

til anbringelse af gængse DIN-sikurve samt diverse indsatser.



EAN: 4002516853992 / Materiale nummer: 12666340 /

Gammelt materiale nummer: 69615101D

Rengøring af røgdykkermasker	•
Genbehandling af holder til tryklufatsapparat	•

Produktegenskaber

Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort

Kapacitet

DIN-sikurve [antal]	2
SPRI-sikurve [antal]	1

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm	88
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	522
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	535
Nettovægt i kg	1,84
Bruttovægt i kg	2,40